



Døgnland til Porfobilinogen

Brúkast skal 2.5 l dunkur, sum inniheldur 10 ml konc. Eddikasýru. Hesin fæst á Rannsóknarstovuni.

1. Lat vatnið t.d. kl.8 á morgni og koyr tað burtur
2. Samla síðan alt vatnið í dunkin til og við næsta morgun kl.8

Skriva klokktíð bæði tá byrjað og endað verður á bíleggingarseðilin. Fer okkurt til spillis er neyðugt at samla av nýggjum.

Meðan samlað verður, skal dunkurin helst goymast kalt. Lat ikki vatnið beinleiðis í dunkin, tí sýra er í dunkinum.

Set strikukotu frá bíleggingarseðlinum á dunkin
Avlevera dunkin og bíleggingarseðilin á Rannsóknarstovuna, G0
- nýggja bygningi á LS